

**مقدمه:**

هورمون T3 از غده تیروئید ترشح شده و حدود 99.7% آن در خون به وسیله پروتئینهای حامل که شامل TBG، پره آلبومین (TBPA) و آلبومین می باشند، حمل می گردد و در حدود 0.3 درصد از T3 به صورت آزاد و غیر متصل به پروتئینها می باشد و در واقع همین شکل آزاد هورمون است که دارای فعالیت بیولوژیک است. هورمون T3 در سوخت و ساز سلولی و رشد و تمایز بدن موثر است، بنا براین مقدار T3 در خون یک مقدار مهم در تعیین وضعیت تیروئید و متابولیسم بدن می باشد، اما به علت تغییر غلظت پروتئینهای حامل در بسیاری از تغییرات کلینیکی مانند حاملگی و مصرف داروها - مصرف قرصهای ضد بارداری - استروژن درمانی - مصرف فنی توئین و آندروژنها، T3 کل دچار تغییرات کاذب می شود در حالیکه مقدار Free T3 ثابت است. بنابر این اندازه گیری Free T3 ارتباط قابل اعتمادتری با وضعیت کلینیکی بیمار در مقایسه با T3 کل نشان می دهد. به علاوه در بعضی از افراد مبتلا به هیپر تیروئیدیسم که مقدار TSH پایین و Free T4 در حد نرمال می باشد تعیین مقدار Free T3 در تشخیص کمک کننده می باشد.

**کاربرد بالینی آزمایش:**

در موارد هیپر تیروئیدیسم - T3 توکسیکوز - سندروم مقاوم محیطی، مقدار Free T3 بالا می رود و در موارد هیپو تیروئیدیسم (اولیه و ثانویه) و سه ماهه سوم بارداری مقدار Free T3 پایین می آید.

**محدوده طبیعی:**

مقادیر نرمال FREE T3 در سرم افراد طبیعی که توسط تستهای مکرر الیزا بدست آمده بقرار زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد که هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد:

میانگین محدوده طبیعی pg/ml	محدوده طبیعی pg/ml
3.2	1.9-4.4

**اساس آزمایش:**

اساس این کیت به روش رقابتی می باشد. در این روش چاهکها توسط آنتی بادی منوکلونال بر علیه یک واحد آنتی ژنیک T3، Coat میشوند. استاندارد ها نمونه بیماران با آنتی بادی Coat شده در چاهکها مجاور می شود و سپس محلول اسی بافر (assay buffer) و پس از انکوباسیون T3 متصل به HRP به چاهکها اضافه میشوند که این T3 کنژوگه با T3 موجود در نمونه در اتصال به آنتی بادی های کت شده در چاهکها رقابت می کند. بنابر این هر چه مقدار T3 در نمونه بیشتر باشد مقدار T3 کنژوگه کمتری به آنتی بادی های کت شده متصل می گردد و بالعکس. در ادامه پس از شستشو، محلول رنگزا که حاوی H2O2 و کروموزن است به داخل چاهکها ریخته میشود و تولید رنگ آبی می کند که رنگ آبی تولید شده به صورت معکوس با غلظت T3 موجود در نمونه ها متناسب است. با افزودن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل میشود که بهترین جذب نوری را در طول موج 450 نانومتر دارد.

**جمع آوری و آماده سازی نمونه:**

نمونه سرم ارجح است ولی از پلاسمای هپارینه یا همراه با EDTA هم استفاده کرد و برای مدت طولانی تر در یخچال و 20- نگهداری شود (حد اکثر تا 30 روز). از فریز و ذوب کردن نمونه باید اجتناب کرد.

**واکنش تداخلی:**

داروها و اسیدهای چرب آزاد تداخل ایجاد می کنند.

**محتویات کیت:**

- 1- یک عدد پلیت حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد T3 (Anti-T3 coated Plate) دارای 96 چاهک
- 2- سری استاندارد (Standard Set): با 6 ویال استاندارد دارای غلظت های pg/ml صفر، 1، 2.5، 5، 10، 20 که هر ویال محتوی 1 میلی لیتر می باشد.
- 3- سرم کنترل (Control Serum): یک ویال حاوی 1 میلی لیتر سرم کنترل با غلظت مشخص نوشته شده روی برچسب ویال
- 4- محلول رقیق کننده نمونه ها (Sample Diluent): یک ویال حاوی 1 میلی لیتر برای رقیق کردن نمونه هائی که غلظت بالاتری از بالاترین استاندارد کیت را دارا می باشند.
- 5- محلول آنزیم کنژوگه (Enzyme Conjugate): یک ویال حاوی 6 میلی لیتر محلول حاوی T3 کنژوگه شده با HRP.
- 6- محلول اسی بافر (Assay Buffer): یک ویال حاوی 6 میلی لیتر محلول.
- 7- محلول شستشو (Washing Solution): یک ویال حاوی 40 میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ (25 X) که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف مقدار لازم از محلول شستشوی غلیظ را به نسبت 1/25 با آب مقطر رقیق کنید.
- 8- محلول رنگزا (Chromogen Substrate): یک ویال محتوی 12 میلی لیتر و آماده برای مصرف.
- 9- محلول متوقف کننده (Stop Solution): یک ویال محتوی 12 میلی لیتر.
- 10- بر چسب مخصوص پلیت (Card Board Sealer)

**مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشد:**

- 1- دستگاه خوانش الیزا (Eliza Reader) دارای فیلتر 450 نانومتر و در صورت امکان 630 به عنوان فیلتر رفرانس.
- 2- سمپلر های 50 و 100 میکرولیتر دقیق
- 3- آب مقطر

**نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان:**

- 1- محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت می باشد.
- 2- از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جدا خودداری نمائید.

3- کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HIV, HCV, HBs AG کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند. جهت احتیاط بهتر است هر کاربری که با کیت کار می کند از تماس مستقیم با مواد بپرهیزد.

#### توضیحات عمومی:

- 1- قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق رسانده و به خوبی تکان دهید تا کاملاً یکنواخت شوند.
- 2- بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند.
- 3- از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید.
- 4- پس از افزودن محلول متوقف کننده، جذب نوری چاهکها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد.
- 5- برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شوند.
- 6- از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب، زمان انکو باسیون مناسب می باشد، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز را آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتری میشود.
- 7- بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها پیش از 5 دقیقه به طول نینجامد.

#### مراحل انجام آزمایش:

- 1- تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب نموده و باقی چاهکها را به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را ببندید.
- 2- 50 میکرولیتر از هر استاندارد، سرم کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک بریزید، سپس پلیت را به آرامی به مدت 15 ثانیه تکان دهید تا محتویات آن بخوبی مخلوط شوند، پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها به صورت دابلکیست استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک بریزید و در انتها از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید سپس 50 میکرولیتر محلول اسی بافر (Assay buffer) را به داخل هر چاهک بریزید و برای 15 ثانیه پلیت را تکان دهید تا محتویات چاهکها خوب مخلوط شوند و آنگاه درب چاهکها را با بر چسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت 30 دقیقه در درجه حرارت اتاق (22-28 درجه) انکوبه نمایید.
- 3- در ادامه بدون اینکه چاهکها را شستشو دهید 50 میکرو لیتر محلول (Enzyme Conjugate) آنزیم کونزوگه به هر چاهک اضافه نمایید و برای 15 ثانیه پلیت را تکان دهید تا محتویات چاهکها خوب مخلوط شوند و آنگاه درب چاهکها را با بر چسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت 30 دقیقه در درجه حرارت اتاق (22-28 درجه) انکوبه نمایید.
- 4- محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را 5 بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشوئید (برای شستشو می توان از سمپلر 8 کاناله استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطا در نتیجه آزمایش گردد). در هر دفعه شستشو حدود 300 میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهک ها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بکوبید تا قطرات اضافی محلول شستشو خارج شوند.
- 5- 100 میکرولیتر محلول رنگزا (Chromogen – Substrate) به هر چاهک اضافه نمایید و چاهکها را به مدت 15 دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمایید.
- 6- با اضافه کردن 100 میکرولیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هر چاهک ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمایید. برای سنجش جذب نوری هر چاهک از دستگاه الیزا ریدر با فیلتر 450 nm استفاده نمایید. (توصیه می شود از فیلتر 630 nm به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد).


#### شرایط نگهداری فرآورده تشخیصی:

- 1- دمایی نگهداری کیت بین 2-8 C می باشد و بهتر است که در 4C نگهداری شود.
- 2- با توجه به انجام تست های accelerate, Full Term این کیت در صورت رعایت موارد نگهداری صحیح تا 12 ماه پایدار می باشد و در این مدت کیت حاضر بالای 90 درصد کارایی اولیه را داراست. با توجه به آزمایشات انجام شده در صورت باز نمودن کیت یک ماه پایدار می باشد.
- 3- چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمایید.
- 4- **توجه:** در صورت باز شدن درب کیت و محلول ها تازمانی که آلودگی میکروبی و قارچی رخ ندهد کیت پایدار خواهند بود.

#### محاسبه نتایج:

- 1- جذب نوری استاندارد ها و نمونه ها را به کمک دستگاه Eliza Reader در طول موج 450nm و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس 630nm بخوانید.
- 2- با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد ها و غلظت معلوم آنها نموداری Point To Point رسم کنید، به این صورت که جذب نوری استانداردها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برده و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید، در ادامه نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمایید تا منحنی بدست آید.
- 3- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمایید بطوریکه این خط کاملاً بر محور عمودی عمود باشد و در ادامه از محل تلاقی خط و منحنی، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید، نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد.

	استانداردها Pg/ml	OD 450/630
St 1	0	2.3
St 2	1.0	1.6
St 3	2.5	1.1
St 4	5.0	0.52
St 5	10	0.4
St 6	20	0.2



**توجه:** جذب های نوری و منحنی مربوط فقط به عنوان نمونه می باشند و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.  
**شاخصهای اجرایی:**

**1- حداقل مقدار قابل اندازه گیری:**

بر اساس جذب نوری استاندارد صفر و منهای سه برابر انحراف معیار (SD) حداقل غلظت FREE T3 قابل تشخیص در این کیت 0.5 pg/ml می باشد.

**2- ریکواری آزمایش:**

مقادیر معلومی از FREE T3 به 4 سرم با غلظتهای مشخص FREE T3 افزوده شد و ریکواری آنها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول صفحه بعد آمده است.

جدول ریکواری:

ریکواری (%)	مقدار بدست آمده (pg/ml)	مقدار مورد انتظار (pg/ml)	مقدار افزوده شده FREE T3 (pg/ml)	مقدار FREE T3 موجود در سرم (pg/ml)	نمونه
87	0.7	0.8	1	0.6	1
116	2.1	1.8	3	0.6	1
107	4.1	3.8	7	0.6	1
91	1.1	1.2	1	1.4	2
109	2.3	2.1	3	1.4	2
95	4.0	4.2	7	1.4	2
84	1.95	2.3	1	3.6	3
90	3	3.3	3	3.6	3
96	5.1	5.3	7	3.6	3
89	3.45	3.85	1	6.7	4
94	4.6	4.85	3	6.7	4
90	6.2	6.85	7	6.7	4

**3- دقت آزمایش:**

آزمایشهای اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در یک سری آزمایش) و اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در سری آزمایشهای مختلف) با استفاده از 4 استاندارد با غلظتهای مختلف FREE T3 انجام گردید که در جداول 1 و 2 آمده است.

جدول شماره 1 ( اینترا-اسی )

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین pg/ml	SDpg/ml	CV%
1	12	0	0.167	8.1
2	12	1.0	0.125	8.3
3	12	2.5	0.24	6.8
4	12	5.0	0.08	9.0

جدول شماره 2 ( اینتر - اسی )

CV%	SD pg/ml	میانگین pg/ml	تعداد دفعات تکرار	نمونه
7.7	0.155	0	5	1
6.5	0.112	1.0	5	2
5.1	0.90	2.5	5	3
8.6	0.27	5.0	5	4

هرسری آزمایش بصورت Duplicate انجام شده است .

**4- اختصاصیت آزمایش :**

اختصاصیت این آزمایش به کمک سرمهایی با غلظتهای مختلف ,L-Thyroxine, Phenylbutazone, Diiodothyrosine, Diiodothyronine, Iodothyrosine جهت بررسی واکنشهای متقاطع با FREE T3 بررسی شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است .

جدول اختصاصیت ( واکنش متقاطع ) :

غلظت ظاهری FREE (pg/ml) T3	غلظت (µg/ml)	آنالیت
<0.5	10	Iodothyrosine
<0.5	10	Diiodothyrosine
<0.5	10	Diiodothyronine
<0.5	10	L-Thyroxine
<0.5	10	Phenylbutazone

References

1. Barjer, S.B., (1948) Determination of protein bound iodine. J. Biol. Chem.. 173,175.
2. Chopra, I.j., Solomon, D.H. and Ho, R.S., (1971) A radioimmunoassay of triiodothyronine. J. Clin. Endocrinol. 33,865.
3. Young D.S., Prstaner, L.C. and Gilberman, U. (1975) Effects of drugs on clinical laboratory tests. Clin. Chem. 21, 3660.
4. Sterling, L. (1975) Diagnosis and treatment of thyroid disease, Cleveland CRC Press, 19-51.

Adress :

No:1161 , Bid Avenue , Payetakht , Industrial zone , Tehran , Iran

Tel : +98 21 66 56 91 84 - 66 59 37 41 Fax : +98 21 66 56 14 28

Email : info@biokarpira.com

www.biokarpira.com



043 ISO 9001-2008 13485