

مقدمه:

هورمونهای تیروئیدی به دلیل حلالیت کم در محیط آبی بطور عمده به پروتئین های حامل مانند TBG و Alb و Pre Alb متصل می شوند. در سنجش میزان تام هورمونهای تیروئیدی چنانچه افزایش میزان تام هورمون با افزایش پروتئین های حامل همراه باشد با ثابت ماندن بخش آزاد و فعالیت فیزیولوژیک طبیعی، فرد مشکل تیروئیدی نخواهد داشت. به عبارت دیگر تغییر صحیح میزان تام هورمون های تیروئیدی منوط به روشن بودن وضعیت پروتئین های حامل است. لذا آزمون های مختلفی برای تخمین میزان این پروتئین ها طراحی شده اند از جمله آزمون برداشت تیروئیدی.

محدوده طبیعی:

مقادیر نرمال T-Uptake در سرم افراد طبیعی که توسط تست های مکرر به روش الایزا بدست آمده به شرح زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد تا هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد:

محدوده طبیعی %	37-21 درصد
----------------	------------

اساس آزمایش :

اساس این کیت به روش رقابتی می باشد. در این روش چاهکها توسط آنتی بادی ضد T4 ، Coat میشوند. و در هنگام انجام آزمایش هورمون T4 به همراه T4 کنژوگه شده با HRP و سرم به چاهکها اضافه میشوند. در این هنگام پروتئین های حامل هورمون های تیروئیدی بر حسب ظرفیت خود مقداری از هورمون T4 را جذب می نمایند، ولی نمی توانند با هورمون T4 کنژوگه واکنشی نشان دهند در نتیجه مقداری از T4 که جذب پروتئین های حامل نگردیده است بر سر اتصال به آنتی بادی های کف چاهک با T4 کنژوگه رقابت می نماید، بنابراین هر چه ظرفیت حمل پروتئینهای سرم بالاتر باشد مقدار T4 کمتری برای رقابت با T4 کنژوگه باقی مانده و در رقابت با آن در اتصال به آنتی بادی های کف چاهکها ناموفق تر خواهد بود و بالعکس ، پس از شستشو محلول سوبسترا به چاهک ها اضافه می گردد که هر چه میزان رنگ زائی بیشتر باشد بیانگر بالاتر بودن میزان اتصال هورمون T4 کنژوگه بوده و به این معنی است که مقدار T4 برداشت شده توسط پروتئین های حامل بالا بوده بنابراین مقدار کمتری T4 برای رقابت باقی مانده است و بالعکس ، برای جلوگیری از فعالیت بیش از اندازه و نا مناسب آنزیم ، محلول متوقف کننده افزوده می گردد که فعالیت آنزیم را مختل کرده و رنگ آبی را به زرد تبدیل می نماید که بهترین جذب نوری را در طول موج 450 نانومتر دارد.

جمع آوری و آماده سازی نمونه :

سرم یا پلاسما در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت دو روز و برای مدت بیشتر در 20- درجه نگهداری شود.

محتویات کیت :

- 1- یک عدد پلیت حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد T4 (Anti-T4 coated Plate) دارای 96 چاهک
- 2- سری استاندارد (Standard Set) : 4 ویال استاندارد دارای غلظت های 43،33،23،13 که هر ویال محتوی 0.5 میلی لیتر می باشد.
- 3- محلول آنزیم کنژوگه (Enzyme Conjugate) : یک ویال حاوی 12 میلی لیتر محلول آماده مصرف.
- 4- محلول شستشو (Washing Solution) : یک ویال حاوی 40 میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ (25 X) که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف مقدار لازم از محلول شستشوی غلیظ را به نسبت 1/25 با آب مقطر رقیق کنید.
- 5- محلول رنگزا (Chromogen Substrate) : یک ویال محتوی 12 میلی لیتر و آماده برای مصرف.
- 6- محلول متوقف کننده (Stop Solution) : یک ویال محتوی 12 میلی لیتر.
- 7- بر چسب مخصوص پلیت (Card Board Sealer)

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشد:

- 1- دستگاه خوانش الایزا (Eliza Reader) دارای فیلتر 450 نانومتر و در صورت امکان 630 به عنوان فیلتر رفرانس.
- 2- سمپلر های 25 و 50 و 100 میکرولیتر دقیق
- 3- آب مقطر

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان :

- 1- محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت می باشد .
- 2- از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جدا" خودداری نمائید .
- 3- کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HIV, HCV, HBs AG کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند . جهت احتیاط بهتر است هر کاربری که با کیت کار می کند از تماس مستقیم با مواد بپرهیزد .

توضیحات عمومی:

- 1- قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق رسانده و به خوبی تکان دهید تا کاملاً یکنواخت شوند.
- 2- بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند .
- 3- از نوک سمپلر يك بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید .
- 4- پس از افزودن محلول متوقف کننده ، جذب نوری چاهکها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد .
- 5- برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شوند .
- 6- از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب ، زمان انکو باسیون مناسب می باشد ، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز را آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید ، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتری میشود .
- 7- بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها پیش از 5 دقیقه به طول نینجامد .

مراحل انجام آزمایش :

- 1- تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب نموده و باقی چاهکها را به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را ببندید .
- 2- 25 میکرولیتر از هر استاندارد ، سرم کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک بریزید ، سپس پلیت را به آرامی به مدت 15 ثانیه تکان دهید تا محتویات آن بخوبی مخلوط شوند ، پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها به صورت داپلیکیت استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک بریزید و در انتها از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید 100 میکرو لیتر محلول (Enzyme Conjugate) آنزیم کونزوگه به هر چاهک اضافه نمائید و برای 15 ثانیه پلیت را تکان دهید تا محتویات چاهکها خوب مخلوط شوند و آنگاه درب چاهکها را با بر چسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت 1 ساعت در درجه حرارت اتاق (22-28 درجه) انکوبه نمائید.
- 3- محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را 5 بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشوئید (برای شستشو می توان از سمپلر 8 کاناله استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از يك چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطا در نتیجه آزمایش گردد). در هر دفعه شستشو حدود 300 میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهک ها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی يك پارچه یا کاغذ نمگیر بکوبید تا قطرات اضافی محلول شستشو خارج شوند.
- 4- 100 میکرولیتر محلول رنگزا (Chromogen-Substrate) به هر چاهک اضافه نمائید و چاهکها را به مدت 15 دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمائید .
- 5- با اضافه کردن 100 میکرولیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هر چاهک ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمائید . برای سنجش جذب نوری هر چاهک از دستگاه الایزا ریدر با فیلتر 450 nm استفاده نمائید .
(توصیه می شود از فیلتر 630 nm به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد.)

شرایط نگهداری فرآورده تشخیصی:


- 1- دمایی نگهداری کیت بین 2-8 C می باشد و بهتر است که در 4C نگهداری شود .
- 2- با توجه به انجام تست های Full Term , accelerate این کیت در صورت رعایت موارد نگهداری صحیح تا 12 ماه پایدار می باشد و در این مدت کیت حاضر بالای 90 درصد کارایی اولیه را داراست . با توجه به آزمایشات انجام شده در صورت باز نمودن کیت یک ماه پایدار می باشد .
- 3- چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمائید .

توجه: در صورت باز شدن درب کیت و محلول ها تازمانی که آلودگی میکروبی و قارچی رخ ندهد کیت پایدار خواهند بود.

محاسبه نتایج:

- 1- جذب نوری استاندارد ها و نمونه ها را به کمک دستگاه Eliza Reader در طول موج nm450 و در صورت امکان در مقابل فیلتر فرانس nm630 بخوانید.
- 2- با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد ها و غلظت معلوم آنها نموداری Point To Point رسم کنید، به این صورت که جذب نوری استاندارد ها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برده و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید، در ادامه نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمائید تا منحنی بدست آید.
- 3- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمائید بطوریکه این خط کاملاً بر محور عمودی عمود باشد و در ادامه از محل تلاقی خط و منحنی، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید، نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد.

	استانداردها %	OD 450/630
St 1	13	2.4
St 2	23	1.9
St 3	33	0.45
St 4	43	0.185



توجه: جذب های نوری و منحنی مربوط فقط به عنوان نمونه می باشند و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.

شاخصهای اجرایی:

1- دقت آزمایش:

آزمایشهای اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در یک سری آزمایش) و اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در سری آزمایشهای مختلف) با استفاده از 4 استاندارد با غلظتهای مختلف T-UPTAKE انجام گردید که در جداول 1 و 2 آمده است.

جدول شماره 1 (اینترا-اسی)

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین %	SD	CV%
1	12	13	0.65	3.1
2	12	23	0.88	4.3
3	12	33	0.96	6.8
4	12	43	0.75	2.0

جدول شماره 2 (اینتر - اسی)

CV%	SD	میانگین %	تعداد دفعات تکرار	نمونه
3.7	0.65	13	5	1
3.5	1.45	23	5	2
4.1	1.23	33	5	3
2.6	0.9	43	5	4

هرسری آزمایش بصورت Duplicate انجام شده است .

References

1. Inada, M. and Sterling K. (1967) J. Clin. Invest. 46,1442
2. Murphy, B., (1968) Radioisotopes in medicine, US Atomic Energy Commission, Technical information center, Tennessee.
3. Hollander, C.S. and Shenkman, L., (1974) Methods of hormone radioimmunoassay, Academic Press, New York.
4. Hamolsky, M.W., Stein, M. and Freedberg, S. A., (1957) J. Clin. Endocrinol., 17, 33
5. Herbert, V. (1971) U.S. Patent Office #3,442,819
6. Mitchell, M. L., Harden, A. B. and O'Rourke, M.E, (1974) J.Clin. Endocrinol. 20, 1474
7. Rolleri, E., Buzzigoli, G. and Plassio, C., (1982) J. Nucl. Med. 13, 892
8. Nusynowitz, M.L. and Waliszewski, (1971) Am. J. Clin. Pathol.56, 523.
9. Clark, F. and Horn, D.B., (1965) J. Clin. Endocrinol.Metab. 25, 39.
10. Young, D.S., Pestaner, L.C. and Giberman, U. (1975) Clin. Chem. 21, 3660.

Adress :

No:1161 , Bid Avenue , Payetakht , Industrial zone , Tehran , Iran

Tel : +98 21 66 56 91 84 - 66 59 37 41 Fax : +98 21 66 56 14 28

Email : info@biokarpira.comwww.biokarpira.com

043 ISO 9001-2008 13485